

ottobock.

Quality for life

1E95 チャレンジャー

走るだけがスポーツじゃない。

サッカー、バスケットボール、テニス、ジョギング、体育の授業、会社のレクリエーション…
そんな日常生活で当たり前に必要な動きを可能にするチャレンジャー。
日常生活とスポーツの境界線を無くす、新しい“モジュラー足部”です。

- ▶ 幅広いサイズ展開 23-30cm (2サイズ共通)
- ▶ 靴に挿入して使用
- ▶ 下腿切断でも使用可能な実長 約175mm
- ▶ ヒールウェッジの交換が簡単
- ▶ チタン製ピラミッドアダプター付属
- ▶ 本体防水 (パッドは適宜交換が必要)



1E95 チャレンジャー

納品内容

下記製品がセットとなります。

- 1E95 チャレンジャー本体
- 2Z95=2330 フォアフットパッド（接着シール付）
- 2F95=2330-2 または 2F95=2330-3
ヒールウェッジキット（踵部ウェッジ 2 個）
*本体の 카테고리によってセット内容が異なります。
- 2C101 インサートツール（靴べら）



テクニカルインフォメーション

製品番号	1E95			
サイズ	23 - 24 cm	25 - 26 cm	27 - 28 cm	29 - 30 cm
差高	10 mm			
実長*	175 mm			
重さ	770 g	785 g	800 g	820 g
最大体重制限（サイズ、カテゴリーによる）	110kg			

* 実長は足部下面から上部接続アダプターが被る位置までの高さ。靴のソール、差高は含まない。

カテゴリー表（体重によってカテゴリーを選択します）

体重	サイズ	23 - 24 cm	25 - 26 cm	27 - 28 cm	29 - 30 cm
50 - 70 kg		2	2	2	
71 - 90 kg			3	3	3
91 - 110 kg			4	4	4

発注品番

製品番号	= N	サイズ	-	カテゴリー	-	P / O
1E95	= N	2526	-	3	-	P / O

使用上の注意

1E95 は競技走行用の足部ではありません。バスケットボール、サッカー、テニスなどのコートスポーツや、ジョギング、フィットネスなどでの使用を想定しています。

大腿義足として使用する場合、安定性および耐久性を考慮し、Genium または GeniumX3 と合わせてご使用ください。

チャレンジャー本体の保証は 1.5 年です。